

ТРЕНАЖЕР PACER-XL



PACER-XL - новейший тренажер для ходьбы от компании Рифтон, предназначенный для взрослых пользователей.

Как и другие тренажеры Pacer, он разработан для развития навыков ходьбы у пациентов с такими состояниями, как ДЦП, постинсультное состояние, черепно-мозговые травмы, неврологические патологии, повреждения опорно-двигательного аппарата. Но в отличие от остальных, PACER-XL может быть использован для пациентов весом до 125 кг и ростом до 193 см. Новая конструкция рамы и новая технология прессованного алюминия позволяют справиться с повышенными нагрузками на тренажер.


Разнообразные приспособления для контроля движения и фиксации различных частей тела легко устанавливаются и снимаются с рамы тренажера, что позволяет индивидуально конструировать тренажер для использования любыми пациентами, нуждающимися в различном уровне поддержки и контроля.

Таблица размеров:

Высота до локтя	88-126
Ширина	81
Длина	114
Ширина крепления предплечий	10-81
Крепление грудной клетки (окружность грудной клетки)	71-127
Высота крепления грудной клетки	98-136
Высота рамы	80-105
В сложенном виде	114x81x44
Вес	20 кг
Вес пользователя	До 125 кг
Внутренние размеры столика	21x28
Вес на столике	До 4.5 кг





Аксессуары




Крепление грудной клетки с мягким покрытием держит туловище в требуемом положении. Регулируется под разные размеры туловища, имеет антибактериальное покрытие.

Крепления предплечий имеют пять различных регулировок, могут использоваться, как вспомогательное средство для поддержания тела.





Ручки регулируются по высоте и ротации. Могут использоваться как терапевтом, так и пациентом.

Прозрачный столик регулируется по высоте и углу, выдерживает нагрузку до 5 кг. Размер столика — 22 x 28 см.



Крепление таза устанавливается к ручкам и раме. Спроектировано для обеспечения наилучшего положения тела при обучении ходьбе.

Крепления бедер двигаются свободно по мере движения пациента, предотвращая скрещивание ног, вращение тела вокруг тренажера, обеспечивая абдукцию и помогая держать вес на ногах. Регулируются по высоте и горизонтали.



Крепления голеностопов прочно устанавливаются к раме и имеют комфортабельные мягкие обхватные ремешки. Регулируются по длине шага и необходимому расстоянию между голеностопами.

Более подробная информация о тренажерах для ходьбы PACER содержится в каталоге реабилитационного оборудования компании «Рехаб энд медикал».