

НОВИНКА

НОВЫЙ МАЛЫЙ PACER



Новый Малый PACER - усовершенствованная модель тренажера для ходьбы малого размера.

Как и другие тренажеры PACER, он разработан для того, чтобы дать детям должную, более эффективную поддержку и для развития навыков ходьбы. И мы сделали наш Малый PACER более легким и маневренным, чтобы повысить степень мобильности детей.

Высота до локтя 46,2-68,7 см соответствует возрасту ребенка от 18 месяцев.

Легкая рама — всего 4,2 кг — позволяет легче использовать и переносить PACER.

Рукоятка для сопровождающего лица дает взрослому возможность направлять движение малыша.

Маленькие крепления для рук можно отрегулировать для использования с рамами PACER большего размера.

Новые ролики меньшего размера и веса обладают функциональностью всех роликов PACER.

Компактная рама дает ребенку доступ к предметам непосредственно перед ним.

Можно заказать дополнительно: надежные кольца для рук повышают чувство устойчивости и безопасности во время движения.

Таблица размеров:

Высота до локтя	46,2-68,7 см
Ширина	55,8 см
Длина	68,58 см
Высота крепления грудной клетки	55,88-76,2 см
Крепление грудной клетки (окружность грудной клетки)	35,56-71,12 см
Высота рамы	39,37-49,53 см
Вес	4,2 кг
Максимальный вес пользователя	30 кг



Мини
НОВИНКА

Малый
НОВИНКА


Средний

Большой

XL


Если Вы еще не знакомы со всеми возможностями Тренажеров для ходьбы "PACER", пожалуйста посетите наш сайт www.rehabmedical.ru рубрика КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ - Тренажеры для ходьбы Рифтон.

Аксессуары




Крепление грудной клетки с мягким покрытием держит туловище в требуемом положении. Регулируется под разные размеры туловища, имеет антибактериальное покрытие.

Крепления предплечий имеют пять различных регулировок, могут использоваться, как вспомогательное средство для поддержания тела.





Ручки регулируются по высоте и ротации. Могут использоваться как терапевтом, так и пациентом.

Прозрачный столик регулируется по высоте и углу, выдерживает нагрузку до 5 кг. Размер столика — 22 x 28 см.



Крепление таза устанавливается к ручкам и раме. Спроектировано для обеспечения наилучшего положения тела при обучении ходьбе.

Крепления бедер двигаются свободно по мере движения пациента, предотвращая скрещивание ног, вращение тела вокруг тренажера, обеспечивая абдукцию и помогая держать вес на ногах. Регулируются по высоте и горизонтали.



Крепления голеностопов прочно устанавливаются к раме и имеют комфортабельные мягкие обхватные ремешки. Регулируются по длине шага и необходимому расстоянию между голеностопами.

Рукоятка для сопровождающего лица дает взрослому возможность направлять движение малыша.



Кольца для рук повышают чувство устойчивости и безопасности во время движения.

Более подробная информация о тренажерах для ходьбы PACER содержится в каталоге реабилитационного оборудования компании «Рехаб энд медикал».