

НОВИНКА

ТРЕНАЖЕР МИНИ PACER



Мини PACER - Тренажер для ходьбы для малышей.

Что, если ваши самые маленькие пациенты смогут двигаться более свободно? Практический опыт показывает целый ряд позитивных результатов. В соответствии с этим опытом мы разработали Мини PACER – тренажер для ходьбы, который дает самым маленьким детям шанс на улучшение качества жизни.

Высота до локтя 38,8-51,2 см соответствует возрасту ребенка от 9 месяцев.

Легкая рама – всего 3 кг – позволяет ребенку двигаться легче и эффективнее, независимо от его силы.

Рукоятка для сопровождающего лица дает взрослому возможность направлять движение малыша.

Новые ролики меньшего размера и веса обладают функциональностью всех роликов PACER.

Компактная рама, открывающаяся спереди, дает ребенку доступ к предметам непосредственно перед ним.

Надежные кольца для рук повышают чувство устойчивости и безопасности во время движения.

Можно заказать дополнительно: маленькие крепления для рук легко отрегулировать для использования с рамами PACER большего размера.

Таблица размеров:

Высота до локтя	38,8-51,2 см
Ширина	50,8 см
Длина	57,15 см
Высота крепления грудной клетки	43,18-57,15 см
Высота рамы	30,48 см
Вес	3 кг
Максимальный вес пользователя	20 кг



Мини
НОВИНКА

Малый
НОВИНКА


Средний

Большой

XL


Если Вы еще не знакомы со всеми возможностями Тренажеров для ходьбы "PACER", пожалуйста посетите наш сайт www.rehabmedical.ru рубрика КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ - Тренажеры для ходьбы Рифтон.

Аксессуары




Крепление грудной клетки с мягким покрытием держит туловище в требуемом положении. Регулируется под разные размеры туловища, имеет антибактериальное покрытие.

Крепления предплечий имеют пять различных регулировок, могут использоваться, как вспомогательное средство для поддержания тела.





Ручки регулируются по высоте и ротации. Могут использоваться как терапевтом, так и пациентом.

Прозрачный столик регулируется по высоте и углу, выдерживает нагрузку до 5 кг. Размер столика — 22 x 28 см.



Крепление таза устанавливается к ручкам и раме. Спроектировано для обеспечения наилучшего положения тела при обучении ходьбе.

Крепления бедер двигаются свободно по мере движения пациента, предотвращая скрещивание ног, вращение тела вокруг тренажера, обеспечивая абдукцию и помогая держать вес на ногах. Регулируются по высоте и горизонтали.



Крепления голеностопов прочно устанавливаются к раме и имеют комфортабельные мягкие обхватные ремешки. Регулируются по длине шага и необходимому расстоянию между голеностопами.

Рукоятка для сопровождающего лица дает взрослому возможность направлять движение малыша.



Кольца для рук повышают чувство устойчивости и безопасности во время движения.

Более подробная информация о тренажерах для ходьбы PACER содержится в каталоге реабилитационного оборудования компании «Рехаб энд медикал».